





Binoptometer 4 Kindgerechte Sehtests im digitalen Gesundheitskonzept

Robust, leicht tragbar, einfach zu bedienen. Das Binoptometer 4 von Oculus ist Made in Germany, wird am PC/Notebook/Tablet bedient und bietet einfache Tests für Schulingangungs- und U-Untersuchungen. Optotypen als E-Haken, angenehmer Einblick ohne Angst und schnelle Bedienung zeichnen dieses modernste Sehtestgerät von Oculus aus. Die elektrische Höhenverstellung erleichtert Tests bei kleine und bei großen Probanden.



E-Haken und mehr

Angelehnt an die Empfehlung der Gesundheitsämter und der jugendärztlichen Definitionen unterstützen Sie die neuen Sehtests für Kinder bei der Durchführung aller relevanten Untersuchungen. Testen Sie mit Hilfe kindgerechter Einzeloptotypen, Farb- und Binokulartests alle wichtigen Sehfunktionen.



Einmal einstellen, immer einfach testen

Die Liste der vorprogrammierten Untersuchungsprogramme ist speziell nach Ihren Anforderungen individualisierbar. Die Reihenfolge der Programme kann geändert und Untersuchungsprogramme, die Sie nicht benötigen, können ausgeblendet werden. Das bedeutet: einmal eingegeben arbeiten Sie nach Ihrem gewohnten, bewährten Verfahren



Kindgerechtes Design

Die Akzeptanz des Probanden und die Ergonomie des Gerätes entscheiden über die Qualität und die Geschwindigkeit der Untersuchung. Kindgerechtes Design, offener Einblick und freundliches Aussehen fördern die Mitarbeit ohne Angst.

Binoptometer 4 Sehtestgerät für die Vorschuluntersuchung

Schnittstellen zu den Verwaltungs- programmen. (GDT, XML etc.)

Digitaler Gesund- heitspakt: perfekt für das moderne Gesundheitsamt

25 Jahre Voss Medizintechnik, Profi für Screening- Diagnostik