

## Sehtest für Gesundheitsämter: Titmus V3



### Sehtestgerät TITMUS V3 PC

Der schnelle Sehtest für Gesundheitsämter - Für Sehtests bei Kindern und Jugendlichen  
Das Sehtestgerät TITMUS V3 PC ist sehr einfach zu bedienen und kann durch die einfache Höhenverstellung individuell an jede Körpergröße angepasst werden. Für die Altersgruppen vom Vorschulkind bis zum Jugendlichen sind geeignete Testdias vorhanden, mit denen die wesentlichen Sehfunktionen im Fern- und Nahbereich getestet werden können. Schnelle Sehtests Alle Dias sind im Gerät integriert und können binnen Sekunden per Maus oder PC Tastatur ausgewählt werden. Ein Testscheibenwechsel ist beim TITMUS V3 PC überflüssig. Ergebnisberichte werden automatisch erzeugt und können als PDF-Dokumente gespeichert werden. Kompakt, Mobil und Ergonomisch Das Gerät ist kompakt und wiegt nur 5,3 kg. Damit lässt es sich einfach in dem dazugehörigen Rollkoffer verstauen und ist ideal für den mobilen Einsatz.

TITMUS V3 PC auf einen Blick:

- Komfortable Steuerung über PC
- Einbindbar in Software für Gesundheitsämter und Praxis-Programme
- Inklusive Patientendatenbank
- 6 E-Haken pro Visusstufe einzeln einblendbar
- Alle Tests über Fernbedienung steuerbar
- Testdias für Vorschulkinder, ältere Kinder und Jugendliche
- Mit separater +1,5 dpt. Linse
- Stufenlos höhenverstellbar



## Technische Daten

### SPEZIFIKATIONEN Titmus v3 PC

Tests • Sehschärfe (E-Haken) rechts/links

- Stereosehen
- Farbttest E-Haken
- Sehschärfe Zahlen
- Sehschärfe Landoltringe
- Phorie
- Ishihara Farbttest
- Hyperopie (+ 1,5 Dioptrien)

### Allgemein

Abmessungen B x H x T: 28 x 19 x 43 cm

Gewicht 5,3 kg

Stromversorgung Netz 100 - 240 V~ , 50/60

Hz,

ca. 50 VA

Normen EN 60601-1,

Schutzklasse 1,

Gerät entspricht der Richtlinie

93/42/EWG für Medizinprodukte

STANDARDzubehör

- 8 Testdias

Standard  
Zubehör

- 1 Linse + 1,5 dpt.
- Netzkabel mit Sicherungsstecker
- Software, Installationsanweisung
- PC-Anschlusskabel
- Spezieller Rollenkoffer
- Staubschutzhülle
- Bedienungsanleitung
- 10 Linsenreinigungstücher
- 3 Päckchen mit Antibeschlag-Tüchern

### Optionales Zubehör

- Fernbedienung für manuellen Betrieb

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns

Änderungen vor.

TITMUS V3 PC

Sehtestgerät

PC-Software Rollenkoffer