



OSCILLA A30

Schuleingangsuntersuchung digital, schnell, einfach.

Die neue Version des OSCILLA Audiometers wurde für die Audiometrie von Kindern entwickelt. Die Untersuchung ist einfach, schnell und leicht. Bedient wird das Gerät mit einem Tablet, Notebook oder PC (Windows). Das Audiometer besteht aus einem Hörer, die gesamte Technik ist in der Antworttaste integriert.

OSCILLA A30 - im digitalen Gesundheitsamt
60 Jahre Erfahrung: OSCILLA Audiometer



Perfekte Passform, hohe Dämmung gegen Aussengeräusche

Der neue OSCILLA H210A Kopfhörer. Bequemer, besser aufzusetzen, höhere Dämmung, servicefreundlich, PTB geprüft.



Qualität: MDR zertifiziert

Das OSCILLA A30 wurde komplett neu entwickelt und ist nach dem neuesten EU Standard MDR zertifiziert. Qualität in Material und Design, servicefreundlich und extrem robust. Leicht, klein.



Motiviert: die beleuchtete Antworttaste

Mangelnde Mitarbeit von Vorschulkindern ist oft ein Grund für langsame oder ungenaue Audiometrien. Die beleuchtete Antworttaste belohnt für das Mitmachen, Audiometrie macht Spaß. Die Antworttaste signalisiert außerdem Bereitschaft oder Zustand, für den Prüfer auf einen Blick.

OSCILLA Audiometer für die Vorschuluntersuchung, entwickelt mit Gesundheitsämtern.


Schnittstellen zu den Verwaltungsprogrammen. (GDT, XML etc.)

Digitaler Gesundheitspakt: perfekt für das moderne Gesundheitsamt




Binoptometer 4 Kindgerechte Sehtests im digitalen Gesundheitskonzept

Robust, leicht tragbar, einfach zu bedienen. Das Binoptometer 4 von Oculus ist Made in Germany, wird am PC/Notebook/Tablet bedient und bietet einfache Tests für Schulingangs- und U-Untersuchungen. Optotypen als E-Haken, angenehmer Einblick ohne Angst und schnelle Bedienung zeichnen dieses modernste Sehtestgerät von Oculus aus. Die elektrische Höhenverstellung erleichtert Tests bei kleine und bei großen Probanden.



E-Haken und mehr

Angelehnt an die Empfehlung der Gesundheitsämter und der jugendärztlichen Definitionen unterstützen Sie die neuen Sehtests für Kinder bei der Durchführung aller relevanten Untersuchungen. Testen Sie mit Hilfe kindgerechter Einzeloptotypen, Farb- und Binokulartests alle wichtigen Sehfunktionen.



Einmal einstellen, immer einfach testen

Die Liste der vorprogrammierten Untersuchungsprogramme ist speziell nach Ihren Anforderungen individualisierbar. Die Reihenfolge der Programme kann geändert und Untersuchungsprogramme, die Sie nicht benötigen, können ausgeblendet werden. Das bedeutet: einmal eingegeben arbeiten Sie nach Ihrem gewohnten, bewährten Verfahren



Kindgerechtes Design

Die Akzeptanz des Probanden und die Ergonomie des Gerätes entscheiden über die Qualität und die Geschwindigkeit der Untersuchung. Kindgerechtes Design, offener Einblick und freundliches Aussehen fördern die Mitarbeit ohne Angst.

Binoptometer 4 Sehtestgerät für die Vorschuluntersuchung

Schnittstellen zu den
Verwaltungs-
programmen. (GDT,
XML etc.)

Digitaler Gesund-
heitspakt: perfekt für
das moderne
Gesundheitsamt

25 Jahre Voss
Medizintechnik, Profi
für Screening-
Diagnostik