



Audioconsole Version 4.40 Build 500

- ✓ Verfügbar seit 20.3.23
- ✓ Download kostenlos:
 - https://www.oscilla.dk/download/ac_setup_440.exe
- ✓ Betrieb mit älteren Generationen kostenpflichtig (Aktivierungscode € 129,- netto)
- ✓ Kostenlos für OSCILLA A50 Audiometer
- ✓ Artikelnummer 44092-500
- ✓ Neue Features:
 - Grenzwerte der DGAUM Lärmvorsorge (ehem. G20) werden angezeigt
 - Werte m/w unterschiedlich, Tabelle 1 / Tabelle 2
 - Werte werden in der Audiometrie und beim Ausdruck angezeigt
 - Windows 10/11 kompatibel (alle Versionen ab 4.xx)
 - MDR zertifiziert
 - Lärm 1 / 2 Bögen integriert
 - Gehörschutz-Otoplastiken-Testmodul integriert
 - GDT Schnittstellen zu allen relevanten Verwaltungsprogrammen

-